



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO SAC-MAN-PM-025
Versión 1 Fecha Actualización: 05/06/2019
Página 1 de 2

Fecha Revisión: Ramo: Acubar Mantenimiento No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: **MN-10403** Fecha Inicio: **23/04/22 9:32** Fecha Fin: **23/04/22 11:02**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO **X** FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASIFICACION, DESCRIPCION, CANTIDAD, EL REPORTE, REPARADO CAMBIADO. Includes a section for 'DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR FACENTE'.

En Mantenimiento: HOROMETRO, PRESION, OMBENO, FULCROMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Fuga a T), BARRAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Observaciones: **Mant preventivo**

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests for battery voltage, electrical connections, and alarm.

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests for alarm activation and electrical disconnection.

En Mantenimiento: HOROMETRO, PRESION, OMBENO, FULCROMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, BARRAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Observaciones: **Conecta funcionamiento**

FIRMA MANTENIMIENTO: *[Signature]*