

OxPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMULARIO	
		Codigo		SAB-0004-FE-005		Fecha Actualización: 03/06/2019	
		Version: 1				Página 1 de 2	
Fecha Revisión	Revisión #	Auxiliar Mantenimiento				No. Orden	
Código Equipo	NW-1232B		Fecha Inicio	26/04/22 7:31	Fecha Fin	26/04/22	9:14
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	
			X				
En Mantenimiento		HORÓMETRO	FRECUENCIA	ORIGEN	FILTRAMENTO	PRUEBAS DE ALARMA	
		(PM)	(H/MIN)	(M/MIN)	(M/MIN)	DESCONEXIÓN (SI/NO)	
		4994	61	990	SI	SI SI	
						"Flejo a P" (SI/NO)	
						SI SI	
						RE-LLAMAS (SI/NO)	
						SI SI	
						FILTROS (SI/NO)	
						SI SI	
						BASE (SI/NO)	
						SI NO SI	
						MANGA (SI/NO)	
						SI SI	
						RUEDAS (SI/NO)	
						SI SI	
						OBSERVACIONES	
						OK y preventivo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Generó Alarma	
						SI	
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	
			X	Bueno		Bueno	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	
				SI		Con Submantenimiento	
No.	Prueba	Descripción					Resultado
1	Estado Pila 6.8 V	Verificar voltaje de la pila					SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo					OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo					OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo					OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agudó o suena					OK fuerte
6	Otros:						
7	Otros:						
Descripción del diagnóstico identificado							
CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT		
No.	Prueba / Descripción	Descripción					Resultado
1	Flejo = 0 (Cierre Regulator)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L0 - 05)					ES
2	Flejo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Flejo + LED sonido y (L1-L0-E))					SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora					OK
4	Desconexión tarjeta de Flejo	Desconecta línea eléctrica					OK
5	Activación de válvula de alarma	Obstruir respirera de salida de aire de compresor					OK
6	Otros:						
7	Otros:						
8	Otros:						
En Mantenimiento		HORÓMETRO	FRECUENCIA	ORIGEN	FILTRAMENTO	PRUEBAS DE ALARMA	
		(PM)	(H/MIN)	(M/MIN)	(M/MIN)	DESCONEXIÓN (SI/NO)	
		4990	60	934	SI	SI SI	
						"Flejo a P" (SI/NO)	
						SI SI	
						RE-LLAMAS (SI/NO)	
						SI SI	
						FILTROS (SI/NO)	
						SI SI	
						BASE (SI/NO)	
						SI NO SI	
						MANGA (SI/NO)	
						SI SI	
						RUEDAS (SI/NO)	
						SI SI	
						OBSERVACIONES	
						Correcto finalmente	
						FIRMA MANTENIMIENTO	
						W.L.G.	