

Fecha Remisión: _____ Remisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____
 Código Equipo: **MN-30210** Fecha Inicio: **17/05/12 9:21** Fecha Fin: **17/05/12 10:58**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
		<input checked="" type="checkbox"/>		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)	SE-NAI (SI-NO)	FE-NAI (SI-NO)	SE-NAI (SI-NO)	SE-NAI (SI-NO)			SE-NAI (SI-NO)
	7240	63	940	SI	SI	SI	ES	SI	SI	NO	SI	SI	SI	Mant. Correcto

1. CICLADO: Tiempo de la prueba **90 min**, Generó Alarma:

2. RUIDO EXTRAÑO: SI NO

3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena

4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: _____

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: **Buena**

7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena, **SI**, Con Solucíon de Mantenimiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o bajo	OK en puerto
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cerrar Regulador)	Se verifica activación de alarmas (LL-LS-ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LS-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Apretón alarma sonora	OK
4	Desconexión rápida de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)	SE-NAI (SI-NO)	FE-NAI (SI-NO)	SE-NAI (SI-NO)	SE-NAI (SI-NO)			SE-NAI (SI-NO)
	7240	62	930	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	Correcto funcionamiento Verificar.

FIRMA MANTENIMIENTO: *[Firma]*