



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GAD-MA-1479B-003
Versión 1
Fecha Actualización: 05/03/2019
Página 1 de 2

Fecha Recepción	Remisión #	Auxiliar Mantenimiento	No. Orden
-----------------	------------	------------------------	-----------

Código Equipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
MV-1479B	21/05/22 9:37	27/05/22 8:58

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
--------------------------------------	----	----	---	--------------------------	-----------------------

CANTIDAD DE BARRAS	CANTIDAD DE FILTROS	CANTIDAD DE BARRAS	CANTIDAD DE BARRAS	CANTIDAD DE BARRAS	ESTADO ANTES DEL SERVICIO		ESTADO DESPUÉS DEL SERVICIO	
					SI	NO	SI	NO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RELLANOS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI/NO)			"Fuga a 0"						BASE (SI/NO)	MANEJA (SI/NO)			SI/NO
					SI	NO	"Fuga a 0"	SI	NO	SI								
																	Mant. Correctivo Lo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			27 min			Conexión Alarma					4. SISTEMA DE REFRIGERACION					
2. RUIDO EXTRAÑO					3. ESTADO DE MANGUERAS			Buena				4. SISTEMA DE REFRIGERACION						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																		
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buena			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena						Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Enido Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	91eta Compressor	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0 (Cierre Solenoide)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de fuga	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Chequear manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RELLANOS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI/NO)			"Fuga a 0"						BASE (SI/NO)	MANEJA (SI/NO)			SI/NO
					SI	NO	"Fuga a 0"	SI	NO	SI								
																	Funciona Correctamente Wibm...	
FORMA MANTENIMIENTO																		