



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
 Código: SAC-MAINT-208  
 Versión: 1  
 Fecha Actualización: 03/08/2019  
 Página: 1 de 2

Fecha Recepción: 30-9-22  
 Número: 169281  
 Auxiliar Mantenimiento: M. Pato  
 No. Orden: \_\_\_\_\_

Código Equipo: NN-330B  
 Fecha Inicio: 30-9-22  
 Fecha Fin: 30-9-22

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
						D. REPORTE	REPERTEO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES CARGOS POR PACIENTE

En Mantenimiento		PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS		OBSERVACIONES
HORIMETRO	PRESION	CODICENO	FLUJOMETRO	DESCONECCIÓN			RELLANAS	FILTROS	BAÑOS	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS		OBSERVACIONES			
PHI	2-7 PSI	201-202	20-20	DESCONECCIÓN	PIA	"Flujo a 0"	20-20	20-20	20-20	BASE	BASE	BASE	20-20	20-20			
1735	63	23	2	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	MTTO		
1. CICLADO: Tiempo de la prueba: _____ Garant Alarma: No																	
2. RUIDO EXTRAÑO: Si: _____ No: _____																	
3. ESTADO DE MANOJERAS: Buena: _____ Mala: _____																	
4. DAÑOS IDENTIFICADOS: <b>Estado hate presenta cambio de tarjeta de filtro.</b>																	
4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Buena: _____ Mala: _____																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas																	
7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena S Con Subrefrigeramiento																	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	S
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	S
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	S
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	S
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	S
6	Otras:		
7	Otras:		
Descripción del diagnóstico identificado:			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	<b>tarjeta principal</b>	1			
	<b>filtro de aire</b>	1			

No.	Prueba / Señalización	Descripción	Resultado
1	Flujo + S (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	S
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y S1-L1-E3)	S
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	S
4	Desconexión legada de flujo	Desconexión línea eléctrica	S
5	Activación de válvula de alivio	Control manual de salida de aire de compresor	S
6	Otras:		
7	Otras:		
8	Otras:		

En Mantenimiento		PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS		OBSERVACIONES
HORIMETRO	PRESION	CODICENO	FLUJOMETRO	DESCONECCIÓN			RELLANAS	FILTROS	BAÑOS	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS		OBSERVACIONES			
PHI	2-7 PSI	201-202	20-20	DESCONECCIÓN	PIA	"Flujo a 0"	20-20	20-20	20-20	BASE	BASE	BASE	20-20	20-20			
016291	25	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	AProbado		
FIRMA MANTENIMIENTO: Mariana Pato																	