



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-AMM-FB-028 Versión: 2 Fecha Actualización: 11/10/2018 Página 1 de 2

Fecha Remisión 12-13-23 Remisión # Auxiliar Mantenimiento JONIER AYUPELO No. Orden

Identificación del Equipo Código Equipo FFSAB2020020000034 Hora Inicio Labor Fecha Fin

Equipo contaminado por posible plaga SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: TALLA, DADO, BLANQUEADO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, CO, TUBERÍA, ¿ESTÁ CAMBIADO? Entry: FILTRO LACTEAL 2

Table with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows: Estado Pila 3.5 V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Prueba de alarma

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT

Table with columns: No., Prueba / Descripción, Descripción, Resultado. Rows: Flujo = 0 (Cierre Regulador), Flujo Maestro, Desconexión eléctrica, Conexión eléctrica

Table with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES

201665940 51 51 51 ES 51 51 51 51 51 51 FIRMA Y NÚMERO DE CÉDULA