



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 10

Código: OAD-SAN-FR-000
Versión: 2
Fecha Actualización: 11/12/2018
Página: 1 de 2

Fecha: 3/5/23 Remisión: Auxiliar Mantenimiento: Santiago Horro No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: NN-2137 Fecha Inicio: 3/5/23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 3/5/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DARO	CLARE DARO	DESCRIPCION	CANTIDAD	D. REPORTS	REPOSTO CAMBIADO
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No
						SI No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORIZONTE	PRESION	ORDEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			NEBLAS	FILTROS	BAMB	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)				SI-NO	SI-NO	SI-NO		
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	MTO

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: Clave de alarma: SI NO Cual?:

2. RUIDO EXTRAÑO: SI NO 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas Malas 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: SI NO Mas

6. DAÑOS IDENTIFICADOS:

8. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buenas Del Subcatermismo:

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se apaga o fuerte	OK
6	Otras		
7	Otras		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO Switch INTERNO	1			

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0 (Carga Suplementaria)	Se verifica activación de alarmas (LA - LO - EE)	OK
2	Fuga Máximo	Se verifica activación de alarma real y sonora (LED Pila e LED Anillo) y (LI-LO-EE)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión lógica de fuga	Desconexión nivel-volumen	OK
5	Activación de válvula de aire	Operar manguero de salida de aire de compresor	OK
6	Otras		
7	Otras		
8	Otras		

En Mantenimiento	HORIZONTE	PRESION	ORDEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			NEBLAS	FILTROS	BAMB	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)				SI-NO	SI-NO	SI-NO		
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO only Feb

TIRMA MANTENIMIENTO