



# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
SAC-MAN-FB-009  
Version 1  
Fecha Actualización 11/02/09  
Página 1 de 2

Fecha Remisión **18-11-23** Remisión #  Auxiliar Mantenimiento **JONICK A. JURELO** No. Orden

Código Equipo **NW-533B** Fecha Inicio  Hora Inicio Labor  Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
<b>FILTRO CENTRAL FALTANTE</b>					

En Mantenimiento	INDICMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES	
					Desconexión			Flujo a 0"	SEÑALES	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS				RUEDAS
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
	19148	65	951	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
1. CICLAGO		Tiempo de la prueba			Genera Alarma		SI	NO	SI	NO	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	Mala		
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena	Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	Mala					
3. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA Buena Con Sobrecalentamiento														

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica estado de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Check		
7	Check		

Descripción del diagnóstico identificado **1"**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	<b>KIT MANGERA TAMIZES</b>	<b>1</b>		<b>SUAVIS DE ENSENDIDO</b>	<b>1</b>
	<b>MANGERA TANQUE OXIGENO</b>	<b>1</b>		<b>FILTRO INTERNO</b>	<b>1</b>
				<b>VENTILADOR</b>	<b>1</b>

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (LL - L3 - E3)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y SI-4D-E3)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Obtención manguera de aire de aire en compresión	SI
6	Check		
7	Check		
8	Check		

En Mantenimiento	INDICMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES	
					Desconexión			Flujo a 0"	SEÑALES	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS				RUEDAS
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)		
	19152	64	95A	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO	