

OXPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES						FORMATO	
Codigo		GAD-MAN-FR-009						Version: 2	
Fecha Remisión		30-07-24						Fecha Actualización: 17/10/2019	
Remisión #		Auxiliar Mantenimiento						Página 1 de 2	
No. Orden		Jomira Aguero							
IDENTIFICACION DEL EQUIPO									
Codigo Equipo		Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin			
NW-15i34B		30-07-24		3:00					
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA									
SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO			
DETALLES ADICIONALES PARA PACIENTE									
Limpieza General									
En Mantenimiento									
HORÓMETRO		PRESIÓN		OXIGENO		FLUJOMETRO		PRUEBAS DE ALARMA	
(Hrs)		(6-7 PSI)		(90% - 99%)		(SI-NO)		DESCONEXIÓN PILA "Flujo a 0"	
312/186.7		95.3		SI		SI SI		ES SI SI SI SI SI SI	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		2:00		Generó Alarma		No X	
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No X		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas X	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS						4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno OK	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		OK				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena OK	
8. CONTROL DE SOBRECARGA								OK	
DESCRIPCION DEL DIAGNOSTICO IDENTIFICADO									
FILTRO INTERNO de Aire 1									
JUNTA HERMETICA ANILLOS 2									
En Mantenimiento									
HORÓMETRO		PRESIÓN		OXIGENO		FLUJOMETRO		PRUEBAS DE ALARMA	
(Hrs)		(6-7 PSI)		(90% - 99%)		(SI-NO)		DESCONEXIÓN PILA "Flujo a 0"	
31220		66		SI		SI SI		ES SI SI SI SI SI SI	
FIRMA MANTENIMIENTO									