



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAT-MA-PR-009
Versión 2 Sistema Actualizado en: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 31-07-24 Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: Jonier Aduelo No. Orden:

Identificación del Equipo: Código Equipo: NN-1394B Fecha Inicio: 31-07-24 Hora Inicio Labor: 10:30 Fecha Fin: 31-07-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns: FALLA, DANO, CLASE DANO, DESCRIPCION, CANTIDAD, etc. Rows include: D T PROTECTOR DISPLAY (1), F FILTRO LACTAROL (2)

DETALLE DE ACTIVIDADES POR PACIENTE: LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, etc. Includes handwritten values like 189386679.2, 3.00, etc.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: 1. Estado Pila 3.5 V, 2. Prueba de Fugas, 3. Conexión eléctrica, 4. Conexión electrónica, 5. Prueba de alarma.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Rows include: KIT TANQUE oxígeno (7), KIT VALVULAS de silicona (7), TAMICES (2), FILTRO de aire Interno (7)

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows include: 1. Flujo = 0 (Cierre flujómetro), 2. Flujo Máximo, 3. Desconexión eléctrica, 4. Desconexión tarjeta de flujo, 5. Activación de válvula oxígeno.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, etc. Includes handwritten values like 189416695.3, etc.