



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-009
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 13-06-24
Remisión #
Auxiliar Mantenimiento: JONIER AGUDELO
No. Orden

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Codigo Equipo: WN-3934B
Fecha Inicio
Hora Inicio Labor
Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA
SI
NO
FECHA INICIO AISLAMIENTO
FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, TIPO, CLASE, DAÑO, DESCRIPCIÓN, CAMBIADO, ID. REPORTE, REQUERIDO CAMBIADO. Includes a vertical label 'CONTINUA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO'.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE
LIMPIEZA GENERAL

Main diagnostic table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for 16/1/19.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5. V', 'Prueba de Fugas', etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0', 'Flujo Maximo', etc.

Summary table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, FIRMA MANTENIMIENTO.