



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FC 314.1
Codigo: S-GM-M-PR-17
Version: 2 Fecha Actual: 2009-07-23 Pagina: 1 de 2

Fecha Remisión: No. Orden: Remisión #: Auxiliar Mantenimiento:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
No. del Equipo: **MM 3782B** Fecha Inicio: **10-10-24** Hora Inicio Labor: **9:30** Fecha Fin: **10-10-24**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO **X** FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: PALERA, TIPO, CLASE, RANCO, DESCRIPCION, CANTIDAD, EL. REPORTE, SI, NO. Row 1: D-T PROTECTOR DISPLAY, 7.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE
LIMPIEZA GENERAL

PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión, Pila, Flujo a 0, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten data for various tests and results.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION. Row 1: Kit Tanque Oxígeno, 7.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0', 'Flujo Máximo', etc.

PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión, Pila, Flujo a 0, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten data for a second set of tests.