



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Codigo GAD-MAN-FR-009  
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: **JONIA AROJO** No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO  
Codigo Equipo: **MW-3322-B** Fecha Inicio: **10-09-24** Hora Inicio Labor: **11-00** Fecha Fin: **10-09-24**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI  NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns: FALTA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, EL REPORTE, RESPUESTA CAMBIADO. Contains multiple rows for reporting issues.

DETALLES ADICIONALES DATOS POR PACIENTE  
**Limpieza General**

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES.  
1. CICLADO: OK, Tiempo de la prueba: 2.00, Generó Alarma: No, X  
2. RUIDO EXTRAÑO: Si, No, X, 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenos, X, Malas, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno, OK, Malo  
5. DAÑOS IDENTIFICADOS:  
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK, 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena, OK, Con Sobrecalentamiento: OK

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists various tests performed and their outcomes.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests and their results.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES, FIRMA MANTENIMIENTO.