



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAD-MAN-PP-003
Versión: 1
Fecha Actualización: 05/08/2019
Página 1 de 2

Fecha Revisión: Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: No. Orden:

Código Equipo: **MR-483GB** Fecha Inicio: **04/05/22** 7:40 Fecha Fin: **07/06/22** 9:23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns for equipment details and status (SI/NO) for various components.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OÍDOMO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a 0), REGULAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. OBSERVACIONES: **Mont. Preventivo**

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: **90 min**, Generó Alarma: **No**
2. RUIDO EXTRAÑO: **No**
3. ESTADO DE MANGUERAS: **Si**
4. SISTEMA DE REFRIGERACION: **Buena**
5. DAÑOS IDENTIFICADOS:
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: **Buena**
7. CONTROL DE TEMPERATURA: **Buena**, Cae Sobrecalentamiento: **Si**

Descripción del diagnóstico identificado: **3L/min Buena presión**

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Tests include Flujo a 0, Flujo Mínimo, Conexión eléctrica, etc.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OÍDOMO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REGULAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. OBSERVACIONES: **Fuercima Correctamente**

FIRMA MANTENIMIENTO: **Wilmar G.**