



OXIPRO SAS

| | | | |
|--|--|-------------------------|--|
| EQUIPO: CONCENTRADOR PORTATIL | | SERIE: 230225881 | Bateria numero de serie : B01230525040 |
| MARCA - MODELO: | | KINGON OLV | FECHA DE INGRESO: 04/04/2024 |
| VERIFICACION A CARGO DE: CAMILO ADNRES MARTINEZ | | | |

INGRESO

| | | | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|------------------|---------|
| FECHA | | 204/04/2024 | | | |
| Mal Estado: | Si _No X | Rayones | Si _NoX_ | Fisuras o golpes | Si _NoX |

REVISION FUNCIONAMIENTO

| | | | |
|-------------------|----------|------------------|----------|
| Encendido normal: | Si X No_ | Alarmas normales | Si X No_ |
|-------------------|----------|------------------|----------|

PRUEBAS

| | | | | | |
|---------------|-----|---------------------|----------|--------------------|---------|
| Saturación %: | 97% | Bateria buen estado | SiX No _ | Compresor funciona | Si XNo_ |
|---------------|-----|---------------------|----------|--------------------|---------|

* Saturacion por debajo de 90% a 3LPM deberá necesitar recarga tamiz

ACCESORIOS Y ESTADO FISICO DEL SUS PARTES

cargador corriente, cargador automóvil, maletín canguro, correa canguro y bacteria, todos los elementos en buen estado y funcionales

DIAGNÓSTICO

se realiza verificación de equipo proveniente de shalom como nuevo.

| PRUEBAS DE VERIFICACION | PASA | OBSERVACIONES |
|-------------------------|-----------|---------------|
| modo 5 | Si X No _ | 96.3% |
| modo 4 | Si X No _ | 97.1% |
| modo 3 | Si X No _ | 97.3% |
| modo 2 | Si X No _ | 97.6% |
| modo 1 | Si X No _ | 97.7% |

REGISTRO FOTOGRAFICO



REGISTRO FOTOGRAFICO



| | | | |
|----------------|------------------------|---------------|--|
| Realizo | CAMILO ANDRES MARTINEZ | Reviso | |
| Cargo | JEFE INFRA. BIOMEDICA | Cargo | |
| Fecha | 04-04-2024 | Fecha | |
| Firma | | | |